

Инструкция по применению

Estelite Bulk Fill Flow - светоотверждаемый текучий композитный реставрационный материал объемного внесения для прямых реставраций.

Общие указания

- Не использовать у пациентов с аллергией на метакрилат.
- Избегать попадания препарата на кожу, в глаза, на мягкие ткани.
- Избегать попадания воды, ротовой жидкости или любой другой влаги на область реставрации.
- Беречь от попадания яркого окружающего света.

Использование



- Произвести очистку зубов пастой не содержащей фтор. Определить оттенок зубов
- Выполнить наложение коффердама (можно использовать ватные шарики). Произвести препарирование полости.
- Проведите процедуру адгезии точно следуя инструкции производителя.
- Внесите необходимое количество материала в полость слоем не более 4 мм.
- После внесения слоя адаптируйте материал в полости, чтобы обеспечить хорошее краевое прилегание.



- Полимеризуйте в течение 10 секунд.
- Обработайте и отполируйте реставрацию. Для финишной обработки используйте алмазные боры мелкой зернистости. Для сведения границы между композиционным материалом и природным зубом работайте вдоль границы 12-гранным карбидным бором, без воды и на малой скорости. Используйте металлические или виниловые шлифовальные полоски для обработки проксимальных поверхностей. Для полирования используйте резиновые головки или любые другие подходящие полировочные инструменты, такие как PoGo™ (DENTSPLY/Caulk), Sof-Lex™ (3M ESPE), Identiflex® HiLuster Dia Polishers (Kerr), или D-FINETM Hybrid Diamond (COSMEDENT, Inc.).



Технические характеристики

- Содержание наполнителя: 70% по весу (56% по объему).
- Полимеризация: до 10 секунд
- Усадка: 2,1%.
- Компрессионная прочность: 396МПа.
- Прочность на изгиб: 148МПа.
- Рабочее время: 90 секунд.
- Рентгеноконтрастность: есть.
- Толщина слоя: не более 4 мм.

Хранение

Хранить при температуре 18-30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Избегать чрезмерного нагрева. Не допускать замораживания. Только для стоматологического применения. Беречь от детей. Срок годности указан на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.