

**Инструкция по применению**  
**Ложки стоматологические**  
**для снятия слепка зубов**  
**по ТУ 9391-013-49908538-2014**  
**ПУ № РЗН 2015/3159 от 27.10.2015**

Ложки стоматологические применяются в ортопедической стоматологии для снятия слепка зубов антагонистов верхней и нижней челюстей в условиях лечебных учреждений.

**Основные технические характеристики:**

**Материал:** Ложки изготавливаются из следующих материалов:

- полистирол
- суперконцентрат пигмента на основе полистирола

**Размеры:** ложки выпускаются трех размеров и для быстрой идентификации имеют разные цвета:

| Размер               | Обозначение   | Ширина основания | Цвет    |
|----------------------|---------------|------------------|---------|
| №1<br>малый размер   | В-1 (верхняя) | 59,5±0,1 мм      | зеленый |
|                      | Н-1 (нижняя)  | 61,7±0,1 мм      |         |
| №2<br>средний размер | В-2 (верхняя) | 61,5±0,1 мм      | красный |
|                      | Н-2 (нижняя)  | 65,5±0,1 мм      |         |
| №3<br>большой размер | В-3 (верхняя) | 68,6±0,1 мм      | синий   |
|                      | Н-3 (нижняя)  | 75,3±0,1 мм      |         |

Каждая ложка имеет ложе для оттискового материала, ограниченное бортами, и ручку для удержания и ориентировки ее в полости рта.

Вид климатического исполнения - УЗ по ГОСТ 15150-69.

**Способ применения**

Перед применением ложки должны быть подвергнуты дезинфекции холодным методом.

Между бортиками ложки равномерно нанести оттисковую слепочную массу. Далее действовать в соответствии с рекомендациями по применению используемой слепочной массы.

Ложка является изделием однократного применения.

**Противопоказания**

При применении по прямому назначению никаких противопоказаний не имеет.

**Побочные эффекты**

При применении по прямому назначению никаких побочных эффектов не имеет.

**Упаковка**

Ложка упакована в индивидуальный полиэтиленовый пакет.

Ложки упаковываются:

- по 100 шт. (100 ложек для снятия слепка с верхней или с нижней челюсти одного размера) в мягкую упаковку из полиэтиленового пакета;
- по 10 шт. (5 ложек для снятия слепка с верхней челюсти, 5 ложек для снятия слепка с нижней челюсти одного размера) в картонную коробку
- эксплуатационная документация – 1 шт.

**Хранение и транспортирование**

Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (от -50°C до +40°C, относительная влажность не более 98% при 25°C).

Условия транспортирования по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня выпуска ложек.

**Утилизация**

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные).

**Сведения о производителе медицинского изделия**

ООО «НКФ Омега-Дент»