

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материала стоматологического подкладочного компомерного светового отверждения
«ИЗОЛАЙН»
по ТУ 9391-115-45814830-2008

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал стоматологический подкладочный компомерный светового отверждения **«Изолайн»** (далее по тексту – материал **«Изолайн»**) применяется в качестве подкладки (непрямая изоляция пульпы) под композитные реставрации.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал **«Изолайн»** - однокомпонентный светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный материал, содержащий гидроксиапатит, стеклоиономерный наполнитель, полимерное связующее, инициаторы и активаторы полимеризации.

Материал **«Изолайн»** обладает фторовыделением, стабильностью и низкой растворимостью, термоизолирующими свойствами, а также химическим сродством к полимерным материалам, которое обеспечивает высокую степень сцепления с композитами. Материал **«Изолайн»** позволяет компенсировать внутренние напряжения, возникающие в процессе полимеризационной усадки композитных материалов. Контролируемое короткое время отверждения и насадки для прямого нанесения создают дополнительные удобства в использовании материала.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.

Провести подготовку кариозной полости зуба в соответствии с общепринятыми методиками. При пломбировании глубоких полостей на участок дентина, находящийся в непосредственной близости к пульпе, следует нанести лечебный материал, содержащий гидроокись кальция.

ВНИМАНИЕ: Недопустимо применение эвгенолсодержащих стоматологических материалов.

Подготовленную поверхность зуба протравить гелем на основе ортофосфорной кислоты в соответствии с инструкцией используемого материала, промыть и высушить.

Для достижения максимального сцепления материала с тканями зуба рекомендуется провести обработку поверхности зуба «ДентЛайт» адгезивом, в противном случае величина адгезии материала будет сопоставима с адгезией стеклоиономерных цемента.

Нанести материал **«Изолайн»** на подготовленную поверхность зуба, используя насадку к шприцу и распределить слоем не более 1 мм.

Провести отверждение материала **«Изолайн»** светом галогеновой лампы длиной волны 450-500 нм в течение 20-30 сек. Торец световода необходимо держать в непосредственной близости к отверждаемому материалу. Если источник света невозможно близко поднести к материалу, то необходимо продлить время отверждения.

Дальнейшее восстановление кариозной полости провести в соответствии с инструкцией используемого композитного материала.

ВНИМАНИЕ: *Материал «Изолайн» - светоотверждаемый материал, поэтому по окончании работы с материалом необходимо снять дозирующую насадку и надеть защитный колпачок.*

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (шприц)	- 2 г
Иглы изогнутые в п/э пакете типа «Ziplock»	- 5 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск материала «Изолайн» другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом **темном** месте при температуре **от +5°C до +25°C**.

Срок годности – **3 года**.

Избегать попадания прямых солнечных лучей!

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30°C до +30°C**.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала «Изолайн» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07020 от 23.10.2017 г.