

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
материала оттискового силиконового стоматологического  
**«БЕЛАСТ®»**  
**(высоковязкий для зуботехнических работ)**  
**по ТУ 9391-074-45814830-2002**

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал оттисковой силиконовой стоматологической «Беласт» высоковязкий для зуботехнических работ (далее по тексту – «Беласт» зуботехнический) предназначен для использования в зуботехнических лабораториях при изготовлении:

- матриц для дублирования протезов;
- матриц для получения временных коронок, мостов и протезов;
- контрольных матриц для проектирования металлической структуры;
- матриц для заливки пластмассы в комбинированных протезах;
- матриц при создании искусственной десны на модели;
- а так же в качестве изоляции зубов/гипса в кювете.

**СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА**

«Беласт» зуботехнический – силиконовый оттисковой материал, представляющий собой наполненную силиконовую композицию холодного отверждения конденсационного типа (С - силикон).

«Беласт» зуботехнический обладает оптимальной начальной консистенцией и достаточной жесткостью после отверждения (вулканизации), высокой оттисковой эффективностью и эластичностью, незначительной усадкой, жаропрочностью до 140°C, не подвергается деформации в кювете.

Время смешивания при комнатной температуре (+18...+23)°C – 30 сек. Рабочее время – 2 мин. Время отверждения – 6 мин.

Время вулканизации силиконовой композиции зависит от количества универсального катализатора «Беласт». Увеличение количества катализатора приводит к ускорению отверждения, аналогично влияет температура, с повышением которой процесс вулканизации ускоряется. «Беласт» зуботехнический можно использовать как с жидким, так и с гелеобразным катализатором.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

**ВНИМАНИЕ:** *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Материал «Беласт» зуботехнический достать из банки при помощи мерной ложки (избыток материала необходимо убрать), затем материал из мерной ложки положить равномерным слоем на ладонь и отпечатать диаметр мерной ложки.

Выдавить из тубы полоску универсального катализатора «Беласт» равную диаметру мерной ложки. Вручную в течение 30 сек. тщательно перемешать материал с катализатором до получения однородной по цвету и консистенции пасты.

Приступить к моделированию полученной пасты. Время отверждения составляет 6 минут.

Не рекомендуется использовать дезинфицирующие препараты на основе спирта.

#### **ФОРМА ВЫПУСКА**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Паста (банка)            | - 600 г |
| Мерная ложка             | - 1 шт. |
| Инструкция по применению | - 1 шт. |

*или*

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Паста (ведро)            | - 2,5 кг |
| Мерная ложка             | - 1 шт.  |
| Инструкция по применению | - 1 шт.  |

Допускается выпуск «Беласта» зуботехнического другой комплектности.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре **от +5°C до +25°C**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30°C до +30°C**.

Срок годности – **5 лет**.

#### **ВНИМАНИЕ:**

*Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.*

*Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.*

*Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.*

*Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.*

*В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.*

*О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.*

#### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Остатки «Беласта» зуботехнического и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11999 от 23.10.2017 г.