

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
жидкости стоматологической
для отбеливания изделий из нержавеющей стали
«ОТБЕЛ»
по ТУ 9391-009-45814830-2010

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Жидкость стоматологическая для отбеливания изделий из нержавеющей стали «Отбел» (далее по тексту – жидкость «Отбел») предназначена для снятия окисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Жидкость «Отбел» представляет собой раствор, состоящий из смеси разбавленных соляной и азотной кислот, что позволяет эффективно удалять оксидную пленку с поверхности изделий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Для отбеливания изделие погружают в жидкость «Отбел», нагретую до температуры близкой к температуре кипения (около 85°C). Изделие выдерживают в жидкости «Отбел» 1-2 минуты, после чего извлекают из нее, промывают водой и сушат.

ВНИМАНИЕ:

При более высокой температуре и увеличении времени выдержки возможно частичное растворение обрабатываемого изделия.

Избегать попадания жидкости «Отбел» в глаза и на кожу.

При попадании жидкости в глаза или на кожу обильно промыть водой, а затем 1 % раствором соды.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость (флакон)	- 125 мл или 0,9 л или 1 л или 3 л
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск жидкости «Отбел» другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить при температуре **от +5°C до +25°C.**

Срок годности – **5 лет.**

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30°C до +30°C.**

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки жидкости «Отбел» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства. Слив жидкости «Отбел» в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10333 от 01.12.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Акционерное общество

“Опытно-экспериментальный завод”

“ВладМиВа” (АО “ОЭЗ “ВладМиВа”)

308023, Россия, г. Белгород, ул. Студенческая, 19

тел. (4722) 200-555, факс (4722) 20-10-10

postmaster@vladmiva.ru

www.vladmiva.ru