

Способ применения:

материал предназначен для изготовления ортодонтических и ортопедических конструкций с помощью 3D принтеров, с длиной волны излучения 405 нм, работающих по технологиям LCD/DLP или SLA

Состав:

олигомеры и сополимеры акриловых и метакриловых кислот, фотоинициаторы.

Условия хранения и транспортирования:

хранить в темном, сухом, проветриваемом помещении, при температуре от +5 до +25 °С.

Избегать попадания прямых солнечных лучей!

Транспортировать всеми видами транспортных средств в течение 7 суток, при температуре от -30°С до +30°С.

Срок годности: 2 года

Форма выпуска:

полимерная масса в пластиковом флаконе 1 кг