



АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Aqua Ionofil» - «VOCO», Германия
«Chemfil Superior» - «Dentsply», США

АКВИОН

СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЙ ВОДОТВЕРЖДАЕМЫЙ ЦЕМЕНТ

НАЗНАЧЕНИЕ

- пломбирование полостей I и II класса;
- пломбирование молочных зубов (все классы полостей);
- пломбирование полостей V класса (если эстетические требования не являются приоритетными);
- лечение некариозных поражений твердых тканей (клиновидные дефекты, эрозия эмали);
- временное пломбирование;
- моделирование культи зуба под коронку;
- подкладка при пломбировании композитами и амальгамой;
- герметизация фиссур.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Порошок стеклоиономерного водотверждаемого рентгеноконтрастного материала «Аквион» состоит из смеси алюмофторсиликатного стекла и полиакриловой кислоты. Замешивается на дистиллированной воде с образованием быстротвердеющего пломбировочного материала, обеспечивающего хорошую адгезию к эмали и дентину и плотное краевое прилегание.

«Аквион» обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба, прочностью (не менее 130 МПа), низкой растворимостью. Пролонгированный противокариесный эффект обеспечивается за счет выделения ионов фтора.

Порошок цемента «Аквион» имеет четыре оттенка (A2, A3, B2, C2 по шкале VITA).

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок
одного из оттенков A₂, A₃, B₂, C₂ 20 г
Кондиционер 10 мл
Лак покрывной 10 мл

Набор:

Порошок
оттенка A₂ 20 г
оттенка A₃, B₂, C₂ 10 г х 3
Кондиционер 15 мл
Лак покрывной 15 мл

ПРИМЕЧАНИЕ: однократный расход материала на одного пациента ≈ 0,25 г.



АНАЛОГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Chemfil ART» - «Dentsply», США

АКВИОН - ART

СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЙ ВОДОТВЕРЖДАЕМЫЙ ЦЕМЕНТ

Применяется для лечения кариеса с использованием методики **атравматичной реставрации (ART-техника)**, как во взрослой, так и в детской стоматологии и предусматривает пломбирование полости без препарирования (после некрэктомии экскаватором) высокопрочным адгезивным материалом, обладающим противокариесным действием.

НАЗНАЧЕНИЕ

- пломбирование полостей I и II класса;
- пломбирование полостей V класса (если эстетические требования не являются приоритетными);
- пломбирование молочных зубов (все классы полостей);
- лечение некариозных поражений твердых тканей (клиновидные дефекты, эрозия эмали);
- моделирование культи зуба под коронку;
- подкладка при пломбировании композитами и амальгамой;
- герметизация фиссур.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Стеклоиономерный водотверждаемый материал «Аквион-ART» представляет собой мелкодисперсный порошок, состоящий из смеси алюмофторсиликатного стекла, полиакриловой кислоты и модифицирующих добавок. Замешивается на дистиллированной воде с образованием высокопрочного пломбировочного материала (прочность при сжатии не менее 180 МПа), обеспечивающего хорошую адгезию к эмали и дентину.

«Аквион-ART» обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба, низкой растворимостью и стойкостью к кислотной эрозии, рентгеноконтрастностью, что позволяет контролировать краевое прилегание. Пролонгированный противокариесный эффект обеспечивается за счет выделения ионов фтора. «Аквион-ART» отличается минимальной истираемостью и улучшенной поверхностной прочностью.

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок
одного из оттенков A₂, A₃, B₂, C₂ 20 г
Кондиционер 10 мл
Лак покрывной 10 мл

ПРИМЕЧАНИЕ: однократный расход материала на одного пациента ≈ 0,4 г.